

Volume Extractor 3.0 ボリュームエクストラクター

■ 価格

	構成内容	価格【*1】	備考
Volume Extractor 3.0 (通常版)	ソフトウェアインストーラ	¥ 250,000	すべての機能が使えます
Volume Extractor 3.0 Light	ソフトウェアインストーラ	¥160,000	一部の機能を限定したバージョンです【*2】
Volume Extractor 3.0 Mini	ソフトウェアインストーラ	¥60,000	一部の機能を限定したバージョンです【*2】

【*1】アカデミック価格は定価の 50%引きです 【*2】機能の内容については、下記「機能比較表」をご確認ください
 * 1 台の PC に対して 1 ライセンスとなります * 価格はいずれも税込です * 技術的、出張サポート等については別途有償になります。ご相談ください

■ 機能比較表

機能名称	Volume Extractor 3.0			
	通常版	Light	Mini	
○:使用可能 ×:使用不可				
ファイル入出力【*3】	○	○	○	
編集機能	クリッピング(矩形、球体、円筒)	○	○	×
	領域拡張法	○	○	×
	3次元画像フィルタ	○	○	○
	3次元矩形塗りつぶし	○	○	○
	スライス方向反転	○	○	×
メッシュ編集機能	削減	○	×	×
	手動穴埋め	○	×	×
	手動反転	○	×	×
	手動削除	○	×	×
	自動穴埋め	○	×	×
	自動反転	○	×	×
	自動削除	○	×	×
	全反転	○	×	×
	アンドウ	○	×	×
正当性チェック	○	×	×	
ツール	ボリュームレンダリング	○	○	○
	ポイントベースボリュームレンダリング	○	○	×
	等値面	○	○	×【*4】
	インデックスイメージ	○	○	×
	セグメンテーション	○	○	×
	3次元断面表示	○	○	○
	カメラ	○	○	○
	ファイル情報	○	○	×
	ヒストグラム	○	○	○
	断面表示	○	○	○
	スライス編集	○	○	○
	DICOM 管理ツール	○	○	×
	計測機能(距離、面積、体積)	○	○	×
	WW/WL	○	○	○

【*3】ファイル入出力の対応ファイルフォーマットについては、次ページ「対応ファイルフォーマット」をご確認ください。
 【*4】等値面データは表示可能ですが、外部ファイルへの出力は出来ません。

Volume Extractor 3.0 ポリウムエクストラクター

■ 対応ファイルフォーマット

	フォーマット	2D/3D 種別
入力	VDF, VOL, Analyze7.5(hdr,img), Visualization Tool Kit(VTK)	3D (ポリウムデータ)
	DICOM, Raw, BMP, JPEG, TIFF	2D
	STL, PLY	3D (形状データ)
出力	VDF, VOL, Analyze7.5(hdr,img)	3D (ポリウムデータ)
	DICOM, Raw	2D
	STL, MGF, DXF, VRML, SMF, NPTS	3D (形状データ)

■ 便利なツール群

Dicom Image Converter (複数 Dicom 画像ポリウムの対応), 圧縮 DICOM 画像の解凍ツール, 外部画像フィルタツール (MRI 画像から大脳部分のみを抽出)

〈お問い合わせ〉

株式会社アイプランツ・システムズ(i-Plants Ltd.)

〒020-0173 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子 152-89 岩手県立大学 地域連携研究センター 研究室 D

TEL/FAX 019-694-3103 e-mail: info@i-plants.jp ve_support@i-plants.jp (VE サポート窓口)

<http://www.i-plants.jp/hp>

記載内容は 2012 年 10 月時点の情報となり、価格、機能は予告なく変更する場合がございます。ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。